

# PRODUCTOS DE LICITACIÓN DKT



## Standard T Cu 380A


Anticonceptivo estéril con 380 mm<sup>2</sup> de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo insertor. Pieza en bolsa de polietileno.

### CARACTERÍSTICAS:

- Para mujeres con paridad satisfecha reversible – intervalo
- Post evento obstétrico
- Exclusivo gobierno
- Duración: 5 años
- Esta embobinada con 176 MG de alambre de cobre aproximadamente y llena un collar de cobre en cada brazo transversal
- La superficie expuesta de cobre es de 380 más 23mm
- Dimensiones: 36 mm en dirección vertical y 32 mm en dirección horizontal
- El extremo de la T se agranda en forma de globo de 3mm de diámetro

### VENTAJAS:

- Refuerzo especial en el diseño de la T, el cual permite que el dispositivo regrese a su estado de memoria
- Tubo insertor flexible y anatómico
- Émbolo insertor con borde antidesliz, para evitar que se caiga y se contamine



# PRODUCTOS DE LICITACIÓN DKT



## Standard T Cu 380A

